

院内実施検査項目一覧

1. 函館中央病院 検査科 実施項目

2026年6月

分野	項目名	迅速項目	夜間・休日 対応項目	基準範囲	単位	測定方法	使用試薬	使用機器	試薬メーカー	機器メーカー
生化学検査	総蛋白	○	○	6.7～8.3	g/dL	Biuret法	クリメイ ト TP	BM6050	積水メディカル	日本電子
	アルブミン	○	○	3.8～5.2	g/dL	BCP改良法	ビュアオートS ALB-N	BM6050	積水メディカル	日本電子
	A/G比	○	○	1.1～2.1	*****			BM6050		日本電子
	総ビリルビン	○	○	0.3～1.2	mg/dL	化学酸化法	総ビリルビン E-HRワコー	BM6050	富士フイルム和光純薬	日本電子
	直接ビリルビン	○	○	0.4以下	mg/dL	化学酸化法	直接ビリルビン E-HRワコー	BM6050	富士フイルム和光純薬	日本電子
	AST (GOT)	○	○	10～40	U/L	JSCC標準化対応法	シカリキット AST	BM6050	関東化学	日本電子
	ALT (GPT)	○	○	5～40	U/L	JSCC標準化対応法	シカリキット ALT	BM6050	関東化学	日本電子
	LD (IFCC)	○	○	115～245	U/L	IFCC標準化対応法	シカフィット LD-IFCC	BM6050	関東化学	日本電子
	ALP (IFCC)	○	○	38～113	U/L	IFCC標準化対応法	シカリキット ALP-IFCC	BM6050	関東化学	日本電子
	LAP	○	○	35～73	U/L	酵素法	ビュアオート LAP	BM6050	積水メディカル	日本電子
	γ-GT	○	○	♂ 70以下 ♀ 30以下	U/L	JSCC標準化対応法	シカリキット γ-GT J	BM6050	関東化学	日本電子
	CHE	○	○	♂ 242～495 ♀ 200～459	U/L	JSCC標準化対応法	シカフィット ChE	BM6050	関東化学	日本電子
	CK	○	○	♂ 62～282 ♀ 45～163	U/L	JSCC標準化対応法	シカリキット CK	BM6050	関東化学	日本電子
	アミラーゼ	○	○	37～125	U/L	酵素法 (JCCLS自動化法)	シカフィット-Z AMY-G7	BM6050	関東化学	日本電子
	リパーゼ	○	○	11～53	U/L	酵素法	ネスコートVL II LIP	BM6050	アルフレッサファーマ	日本電子
	総コレステロール	○	○	150～219	mg/dL	UV法	コレステスト CHO	BM6050	積水メディカル	日本電子
	中性脂肪	○	○	50～149	mg/dL	酵素法	コレステスト TG	BM6050	積水メディカル	日本電子
	HDL-コレステロール	○	○	♂ 40～86 ♀ 40～96	mg/dL	直接法	コレステストN HDL	BM6050	積水メディカル	日本電子
	LDL-コレステロール	○	○	70～139	mg/dL	直接法	コレステスト LDL	BM6050	積水メディカル	日本電子
	尿素窒素	○	○	8.0～22.0	mg/dL	ウレアゼ LED・UV法 (回避)	シカリキット-N UN	BM6050	関東化学	日本電子
	クレアチニン	○	○	♂ 0.61～1.04 ♀ 0.47～0.79	mg/dL	酵素法	ビュアオートS CRE-L	BM6050	積水メディカル	日本電子
	尿酸	○	○	♂ 3.7～7.0 ♀ 2.5～7.0	mg/dL	酵素法 (ウリカーゼ POD法)	ビュアオートS UA	BM6050	積水メディカル	日本電子
	カルシウム	○	○	8.5～10.2	mg/dL	アルセナゾⅢ法	セロテック Ca-AL	BM6050	セロテック	日本電子
	無機リン	○	○	2.4～4.3	mg/dL	モリブデン酸直接法	無機リン-HRⅡ	BM6050	富士フイルム和光純薬	日本電子
	Na	○	○	136～147	mEq/L	電極法	血清用標準液	BM6050	日本電子	日本電子
	Cl	○	○	98～109	mEq/L	電極法	血清用標準液	BM6050	日本電子	日本電子
	K	○	○	3.6～5.0	mEq/L	電極法	血清用標準液	BM6050	日本電子	日本電子
	血清鉄	○	○	♂ 54～200 ♀ 48～154	μg/dL	ニトロソ-PSAP法	セロテック FE-L	BM6050	セロテック	日本電子
	UIBC	○	○	♂ 104～259 ♀ 108～325	μg/dL	ニトロソ-PSAP法	セロテック UIBC-L	BM6050	セロテック	日本電子
	TIBC	○	○	*****	*****			BM6050		日本電子
	マグネシウム	○	○	1.8～2.6	mg/dL	酵素法	リタイブ ワコー Mg・N	BM6050	富士フイルム和光純薬	日本電子
	シスタチンC	○	○	♂ 0.63～0.94 ♀ 0.53～0.85	mg/L	ラテックス免疫比濁法	シスタチンC-ラテックス	BM6050	デノン生研	日本電子
	アンモニア	○	○	12～66	μg/dL	酵素法 (NADS・G6P-DH系)	セロテック アンモニア-L	BM6050	セロテック	日本電子
	Zn	○	○	80～130	μg/dL	比色法 (5-Br-PAPS) 直接法	セロテック Zn	BM6050	セロテック	日本電子
	空腹時血糖	◎	◎	70～109	mg/dL	電極法	グルコース標準液, 緩衝液	GA09Ⅱ α	エイントディー	エイントディー
	ヘモグロビンA1c (NGSP)	◎	◎	4.6～6.2	%	HPLC法	G11 溶離液	HLC-723G11	東ソー	東ソー
	GTT	◎	◎	*****	*****	電極法	グルコース標準液, 緩衝液	GA09Ⅱ α	エイントディー	エイントディー
	ターゲット	◎	◎	*****	*****	電極法	グルコース標準液, 緩衝液	GA09Ⅱ α	エイントディー	エイントディー
	浸透圧	○	○	270～295	mOsm/kg	氷点降下法		OM6060		アークレイ

分野	項目名	迅速項目	夜間・休日 対応項目	基準範囲	単位	測定方法	使用試薬	使用機器	試薬メーカー	機器メーカー
	ICG停滞率			10.0以下	%	吸光光度法		BM6050		日本電子
	ICG消失率			0.168～0.206	*****	吸光光度法		BM6050		日本電子
	小児BiL	◎	◎	*****	mg/dL	吸光光度法		B-105N		エルマ
	CCR	○	○	64.6～165.3	mL/min			BM6050		日本電子
	尿 アミラーゼ	○	○	68～545	U/L	酵素法	シカリキット [®] N AMY	BM6050	関東化学	日本電子
	尿 尿素窒素	○	○	*****	mg/dL	ウレアゼ [®] LED・UV法(回避)	シカリキット [®] -N UN	BM6050	関東化学	日本電子
	尿 クレアチニン	○	○	*****	mg/dL	酵素法	ピュアオートS CRE-L	BM6050	積水メディカル	日本電子
	尿 尿酸	○	○	*****	mg/dL	酵素法	ピュアオートS UA	BM6050	積水メディカル	日本電子
	尿 カルシウム	○	○	*****	mg/dL	アルセナゾ [®] III法	セロテック Ca-AL	BM6050	セロテック	日本電子
	尿 無機リン	○	○	*****	mg/dL	モリブデン酸直接法	無機リン-HR II	BM6050	富士フイルム和光純薬	日本電子
	尿 Na	○	○	*****	mEq/L	電極法	尿用標準液	BM6050	日本電子	日本電子
	尿 Cl	○	○	*****	mEq/L	電極法	尿用標準液	BM6050	日本電子	日本電子
	尿 K	○	○	*****	mEq/L	電極法	尿用標準液	BM6050	日本電子	日本電子
	尿 マグネシウム	○	○	*****	mg/dL	酵素法	Lタイプ [®] ワコー Mg・N	BM6050	富士フイルム和光純薬	日本電子
	尿 浸透圧	○	○	*****	mOsm/kg	氷点降下法		OM6060		アークレイ
	尿中ALB	○	○	部分～10.0 蓄2.0～20.0	μg/mL mg/day	免疫比濁法	N-アッセイ TIA MicroAlb	BM6050	ニットボーンメディカル	日本電子
血液検査	血算(CBC)	◎	◎	*****	*****			XN3100	sysmex	sysmex
	白血球数	◎	◎	♂ 3900～9800	/μL	フローサイトメトリー法	sysmex専用試薬	XN3100	sysmex	sysmex
		◎	◎	♀ 3500～9100						
	赤血球数	◎	◎	♂ 427～570	×10 ⁴ /μL	シスフローDC検出法	sysmex専用試薬	XN3100	sysmex	sysmex
		◎	◎	♀ 376～500						
	ヘモグロビン量	◎	◎	♂ 13.5～17.6	g/dL	SLS-ヘモグロビン法	sysmex専用試薬	XN3100	sysmex	sysmex
		◎	◎	♀ 11.3～15.2						
	ヘマトクリット値	◎	◎	♂ 39.8～51.8	%	赤血球パルス波高値検出法	sysmex専用試薬	XN3100	sysmex	sysmex
		◎	◎	♀ 33.4～44.9						
	血小板数	◎	◎	13.1～36.2	×10 ⁴ /μL	シスフローDC検出法	sysmex専用試薬	XN3100	sysmex	sysmex
	幼若血小板比率 (IPF)	◎	◎	♂ 1.0～6.9	%	フローサイトメトリー法	sysmex専用試薬	XN3100	sysmex	sysmex
		◎	◎	♀ 1.2～5.9						
	血液像	○	○	*****	*****			XN3100	sysmex	sysmex
	Stab	○	○	0～6	%	フローサイトメトリー法 塗抹染色鏡検法	sysmex専用試薬	XN3100 OLYMPUS BX53	sysmex	sysmex OLYMPUS
	Seg	○	○	32～73	%					
	Eosino	○	○	0～6	%					
	Baso	○	○	0～2	%					
	Mono	○	○	0～8	%					
	Lymph	○	○	18～59	%					
	網状赤血球数	◎	◎	♂ 2～27	‰	フローサイトメトリー法	sysmex専用試薬	XN3100	sysmex	sysmex
				♀ 2～26						
	好酸球数	◎	◎	450以下	/μL	フローサイトメトリー法	sysmex専用試薬	XN3100	sysmex	sysmex
	骨髓穿刺			*****	*****					
	ペルオキシターゼ染色			*****	*****		NEW PO-K染色キット		武藤化学	
	PAS染色			*****	*****					
	鉄染色			*****	*****		Fe染色キット		武藤化学	
	エステラーゼ染色			*****	*****		エステラーゼ [®] , エステラーゼ [®] AS-D 染色キット		武藤化学	
	血沈	○	○	♂ 2～10(60分)	mm	透過光度測定法		Quick eye-8 MK-3	テクノメディカ	テクノメディカ
				♀ 3～15(60分)						
凝固検査	PT	○	○	70～130	%	Quick一段法	レボヘムPT	CN6000	sysmex	sysmex
				0.85～1.15	INR					
	APTT	○	○	24.3～36.0	秒	Langdell法	レボヘム APTT	CN6000	sysmex	sysmex
	フィブリノーゲン	○	○	150～400	mg/dL	トロンビン凝固時間法	トロンビンシヤク・LQ	CN6000	sysmex	sysmex

分野	項目名	迅速項目	夜間・休日 対応項目	基準範囲	単位	測定方法	使用試薬	使用機器	試薬メーカー	機器メーカー
検査	FDP	○	○	4.0以下	μg/mL	ラテックス免疫比濁法	リアソートP-FDP	CN6000	sysmex	sysmex
	D-D ⁺ イマー	○	○	1.0未満	μg/mL	ラテックス免疫比濁法	リアソート・D ⁺ イマー-材	CN6000	sysmex	sysmex
	AT-III	○	○	79～121	%	酵素化学的反応	レボ ⁺ ヘムAT	CN6000	sysmex	sysmex
免疫血清検査	CRP	○	○	0.30以下	mg/dL	ラテックス免疫比濁法	N-アッセイ LA CRP-S	BM6050	ニット ⁺ ボ ⁺ ーメデ ⁺ ィカル	日本電子
	RF	○	○	15以下	IU/mL	ラテックス免疫比濁法	N-アッセイ LA RF-K	BM6050	ニット ⁺ ボ ⁺ ーメデ ⁺ ィカル	日本電子
	IgG	○	○	870～1700	mg/dL	免疫比濁法	N-アッセイ TIA IgG	BM6050	ニット ⁺ ボ ⁺ ーメデ ⁺ ィカル	日本電子
	IgA	○	○	110～410	mg/dL	免疫比濁法	N-アッセイ TIA IgA	BM6050	ニット ⁺ ボ ⁺ ーメデ ⁺ ィカル	日本電子
	IgM	○	○	♂ 33～190 ♀ 46～260	mg/dL	免疫比濁法	N-アッセイ TIA IgM	BM6050	ニット ⁺ ボ ⁺ ーメデ ⁺ ィカル	日本電子
	尿 妊娠反応	◎	◎			免疫クロマトグラフィー法	ゲ ⁺ ステートST-II		ニッポ ⁺ ンジー ⁺ ン	
	TSH (IFCC)	●	●	0.61～4.23	μIU/mL	CLEIA法	ルミ ⁺ パ ⁺ ルス TSH IFCC	ルミ ⁺ パ ⁺ ルスG1200	富士レ ⁺ ビ ⁺ ョ	富士レ ⁺ ビ ⁺ ョ
	F-T3	●	●	2.14～4.09	pg/mL	CLEIA法	ルミ ⁺ パ ⁺ ルス FT3-III	ルミ ⁺ パ ⁺ ルスG1200	富士レ ⁺ ビ ⁺ ョ	富士レ ⁺ ビ ⁺ ョ
	F-T4	●	●	0.88～1.50	ng/dL	CLEIA法	ルミ ⁺ パ ⁺ ルス FT4-N	ルミ ⁺ パ ⁺ ルスG1200	富士レ ⁺ ビ ⁺ ョ	富士レ ⁺ ビ ⁺ ョ
	インスリン	●	●	5.0～10.0	μU/mL	CLEIA法	ルミ ⁺ パ ⁺ ルス インシュリン-N	ルミ ⁺ パ ⁺ ルスG1200	富士レ ⁺ ビ ⁺ ョ	富士レ ⁺ ビ ⁺ ョ
	HCG (CLIA)	●	●	5.0以下	mIU/mL	CLEIA法	ルミ ⁺ パ ⁺ ルス β-HCG	ルミ ⁺ パ ⁺ ルスG1200	富士レ ⁺ ビ ⁺ ョ	富士レ ⁺ ビ ⁺ ョ
	PIVKA II	●	●	40未満	mAU/mL	CLEIA法	ルミ ⁺ パ ⁺ ルス PIVKA II-N	ルミ ⁺ パ ⁺ ルスG1200	積水メ ⁺ デ ⁺ ィカル	富士レ ⁺ ビ ⁺ ョ
	CEA	●	●	5.0以下	ng/mL	CLEIA法	ルミ ⁺ パ ⁺ ルス CEA-N	ルミ ⁺ パ ⁺ ルスG1200	富士レ ⁺ ビ ⁺ ョ	富士レ ⁺ ビ ⁺ ョ
	AFP	●	●	10.0以下	ng/mL	CLEIA法	ルミ ⁺ パ ⁺ ルス AFP-N	ルミ ⁺ パ ⁺ ルスG1200	富士レ ⁺ ビ ⁺ ョ	富士レ ⁺ ビ ⁺ ョ
	CA125	●	●	35.0以下	U/mL	CLEIA法	ルミ ⁺ パ ⁺ ルス CA125 II	ルミ ⁺ パ ⁺ ルスG1200	富士レ ⁺ ビ ⁺ ョ	富士レ ⁺ ビ ⁺ ョ
	CA19-9	●	●	37以下	U/mL	CLEIA法	ルミ ⁺ パ ⁺ ルス CA19-9-N	ルミ ⁺ パ ⁺ ルスG1200	富士レ ⁺ ビ ⁺ ョ	富士レ ⁺ ビ ⁺ ョ
	PSA	●	●	4.000以下	ng/mL	CLEIA法	ルミ ⁺ パ ⁺ ルス PSA-N	ルミ ⁺ パ ⁺ ルスG1200	富士レ ⁺ ビ ⁺ ョ	富士レ ⁺ ビ ⁺ ョ
	フェリチン	○	○	♂39.4～340.0 ♀3.6～114.0	ng/mL	ラテックス免疫比濁法	FER-ラテックス×2	BM6050	デ ⁺ ンカ生研	日本電子
	BNP	●	●	18.4以下	pg/mL	CLEIA法	ルミ ⁺ パ ⁺ ルス BNP	ルミ ⁺ パ ⁺ ルスG1200	富士レ ⁺ ビ ⁺ ョ	富士レ ⁺ ビ ⁺ ョ
	NT-proBNP	●	●	125以下	pg/mL	CLEIA法	HISCLTM NT-proBNP試	HISCL-800	sysmex	sysmex
	トロポニンI	●	●	♂23.7～35.6 ♀16.1～27.4	pg/mL	CLEIA法	ルミ ⁺ パ ⁺ ルス hs トロポニンI	ルミ ⁺ パ ⁺ ルスG1201	富士レ ⁺ ビ ⁺ ョ	富士レ ⁺ ビ ⁺ ョ
	CK-MB (mass)	●	●	6.8以下	ng/mL	CLEIA法	ルミ ⁺ パ ⁺ ルス CK-MB	ルミ ⁺ パ ⁺ ルスG1200	富士レ ⁺ ビ ⁺ ョ	富士レ ⁺ ビ ⁺ ョ
	PCT	●	●	0.05以下	ng/mL	CLEIA法	ルミ ⁺ パ ⁺ ルス フ ⁺ ラ ⁺ ムスPCT	ルミ ⁺ パ ⁺ ルスG1200	富士レ ⁺ ビ ⁺ ョ	富士レ ⁺ ビ ⁺ ョ
	抗ヘリコバ ⁺ クター・ヒ ⁺ ロ ⁺ リIgG抗体	○	○	10.0未満	U/mL	ラテックス免疫比濁法	H.ヒ ⁺ ロ ⁺ リラテックス生研	BM6050	デ ⁺ ンカ生研	日本電子
感染症検査	HBs抗原	●	●	0.0050未満	IU/mL	CLEIA法	ルミ ⁺ パ ⁺ ルス HBsAg-HQ	ルミ ⁺ パ ⁺ ルスG1200	富士レ ⁺ ビ ⁺ ョ	富士レ ⁺ ビ ⁺ ョ
	HBs抗体	●	●	10.0未満	mIU/mL	CLEIA法	ルミ ⁺ パ ⁺ ルス HBsAb-N	ルミ ⁺ パ ⁺ ルスG1200	富士レ ⁺ ビ ⁺ ョ	富士レ ⁺ ビ ⁺ ョ
	HBc抗体	●	●	1.0未満	C.O.I	CLEIA法	ルミ ⁺ パ ⁺ ルス HBcAb-N	ルミ ⁺ パ ⁺ ルスG1200	富士レ ⁺ ビ ⁺ ョ	富士レ ⁺ ビ ⁺ ョ
	HCV抗体	●	●	1.0未満	C.O.I	CLEIA法	ルミ ⁺ パ ⁺ ルス HCV	ルミ ⁺ パ ⁺ ルスG1200	富士レ ⁺ ビ ⁺ ョ	富士レ ⁺ ビ ⁺ ョ
	HIV抗原/抗体	●	●	1.0未満	C.O.I	CLEIA法	ルミ ⁺ パ ⁺ ルス HIV Ag/Ab	ルミ ⁺ パ ⁺ ルスG1200	富士レ ⁺ ビ ⁺ ョ	富士レ ⁺ ビ ⁺ ョ
	RPR定性	○	○		*****	ラテックス免疫比濁法	メ ⁺ デ ⁺ ィエ ⁺ ース RPR	BM6050	極東製薬	日本電子
	RPR定量	○	○	1.0未満	R.U.					
	TPLA定性	○	○		*****	ラテックス免疫比濁法	メ ⁺ デ ⁺ ィエ ⁺ ース TPLA	BM6050	極東製薬	日本電子
	TPLA定量	○	○	10.0未満	T.U.					
	コロナウイルス抗原定量	○	○	1.00未満	pg/mL	CLEIA法	ルミ ⁺ パ ⁺ ルス SARS-CoV2Ag	ルミ ⁺ パ ⁺ ルスG1200	富士レ ⁺ ビ ⁺ ョ	富士レ ⁺ ビ ⁺ ョ
	アデ ⁺ ノウイルス抗原	◎	◎	陰性	*****	免疫クロマトグラフィー法	イノムエ ⁺ ース アデ ⁺ ノ		タ ⁺ ウ ⁺ ンズ ⁺	
	インフルエンザウイルス抗原	◎	◎	陰性	*****	免疫クロマトグラフィー法	イノムエ ⁺ ース FLU		タ ⁺ ウ ⁺ ンズ ⁺	
	マイコプラズマ抗原	◎	◎	陰性	*****	免疫クロマトグラフィー法	リボ ⁺ テスト マイコプラズマ		極東製薬	
	A群β溶血連鎖球菌抗原	◎	◎	陰性	*****	免疫クロマトグラフィー法	クイックレ ⁺ ビ ⁺ ーStrepA		デ ⁺ ンカ生研	
	RSウイルス抗原	◎	◎	陰性	*****	免疫クロマトグラフィー法	イノムエ ⁺ ース RSV		タ ⁺ ウ ⁺ ンズ ⁺	
	ヒトニューモウイルス抗原	◎	◎	陰性	*****	免疫クロマトグラフィー法	イノムエ ⁺ ース hMV		タ ⁺ ウ ⁺ ンズ ⁺	
	尿中肺炎球菌莢膜抗原	◎	◎	陰性	*****	免疫クロマトグラフィー法	イムノキャッチ 肺炎球菌		栄研化学	
	尿中レジオネラ抗原	◎	◎	陰性	*****	免疫クロマトグラフィー法	イムノキャッチ レジオネラ		栄研化学	
	便CDトキシン	◎	◎	陰性	*****	免疫クロマトグラフィー法	GEテスト イムノクロマトCD GDH/TOX「ニッスイ」		日水製薬	
	便ロタ/アデ ⁺ ノウイルス抗原	◎	◎	陰性	*****	免疫クロマトグラフィー法	クイックチェイサー Rota/Adeno		ミ ⁺ ス ⁺ ホ ⁺ メ ⁺ デ ⁺ ィ	
	便ノロウイルス抗原	◎	◎	陰性	*****	免疫クロマトグラフィー法	クイックチェイサー Noro		ミ ⁺ ス ⁺ ホ ⁺ メ ⁺ デ ⁺ ィ	

分野	項目名	迅速項目	夜間・休日 対応項目	基準範囲	単位	測定方法	使用試薬	使用機器	試薬メーカー	機器メーカー
薬物検査	ジゴキシン	○	○	0.5～1.5	ng/mL	ラテックス免疫比濁法	ナヒ°ア TDM ジゴキシン	BM6050	積水メディカル	日本電子
	フェニトイン	○	○	10.0～20.0	μg/mL	ラテックス免疫比濁法	ナヒ°ア TDM フェニトイン	BM6050	積水メディカル	日本電子
	カルバマゼピ°ン	○	○	4.0～12.0	μg/mL	ラテックス免疫比濁法	ナヒ°ア TDM カルバマゼピ°ン	BM6050	積水メディカル	日本電子
	フェノバルビ°タル	○	○	10.0～35.0	μg/mL	ラテックス免疫比濁法	ナヒ°ア TDM フェノバルビ°タル	BM6050	積水メディカル	日本電子
	バルプロ酸	○	○	40.0～125.0	μg/mL	ラテックス免疫比濁法	ナヒ°ア TDM バルプロ酸	BM6050	積水メディカル	日本電子
	テオフィリン	○	○	5.0～15.0	μg/mL	ラテックス免疫比濁法	ナヒ°ア TDM テオフィリン	BM6050	積水メディカル	日本電子
	シクロスボ°リン	○	○	初期150～250 維持80～120	ng/mL	CEDIA法	セデ°イ シクロスボ°リン	BM6050	積水メディカル	日本電子
	バンコマイシン	○	○	ピ°ー/25.0～40.0 トラフ10.0～20.0	μg/mL	ラテックス免疫比濁法	ナヒ°ア TDM バンコマイシン	BM6050	積水メディカル	日本電子
尿一般・その他検査	尿一般定性 (蛋白・糖など)	◎	◎	*****	*****	試験紙法	ウロペ°ーパ°ーα III 9L	US-3500	栄研化学	栄研化学
	尿沈渣	○	○	*****	*****	フローサイトメトリー法 遠心沈殿鏡検法	sysmex専用試薬	UF5000 OLYMPUS BX43	sysmex	sysmex OLYMPUS
	尿蛋白定量	○	○	31.2～120.0	mg/dL	ビ°カ°ローレット°法	マイクロTP°テストワコー	BM6050	富士フイルム和光純薬	日本電子
	尿糖定量	○	○	*****	mg/dL	HK法	シカリキッ° GLU J	BM6050	関東化学	日本電子
	便ヘモグ°ロビ°ン	○		陰性	ng/mL	ラテックス凝集反応	ネスコート Hb オート	Ns-Prime	アルフレッサファーマ	アルフレッサファーマ
	羊水検査			*****	*****	用手法		OLYMPUS BX43		OLYMPUS
	精液検査			*****	*****	用手法		OLYMPUS BX43		OLYMPUS
	穿刺液一般検査 (胸水、腹水)			*****	*****	フローサイトメトリー法	sysmex専用試薬	XN450	sysmex	sysmex
	髄液検査(腰椎、脳室)	○	○	*****	*****	フローサイトメトリー法	sysmex専用試薬	XN450	sysmex	sysmex
	鼻汁好酸球染色			(－)	*****	メイ°ムサ°		OLYMPUS BX43		OLYMPUS
	便PH			*****	*****	試験紙法	pH試験紙, テストペ°ーパ°ー		東洋濾紙	
輸血関連検査	結晶鑑別(関節液)	●		*****	*****	用手法		OLYMPUS BX43		OLYMPUS
	ABO式血液型	◎	○	*****	*****	カラム凝集法/試験管法		VISION		Ortho- Clinical
	Rh(D)式血液型	◎	○	*****	*****	カラム凝集法/試験管法		VISION		Ortho- Clinical Diagnostics
	直接クームス	◎	○	陰性	*****	試験管法				
	間接クームス	○	○	陰性	*****	カラム凝集法/試験管法		VISION		Ortho- Clinical Diagnostics
	不規則抗体	○	○	陰性	*****	カラム凝集法/試験管法		VISION		Ortho- Clinical Diagnostics
細菌検査	交差適合試験	○	○	適合	*****	カラム凝集法/試験管法		VISION		Ortho- Clinical Diagnostics
	細菌塗抹検査			*****	*****	ゲ°ラム染色 B&M法				
	抗酸菌塗抹検査			*****	*****	チールネ°ン法				
	結核菌LAMP法(喀痰)			*****	*****	LAMP法			栄研化学	
	コロナウイルスLAMP法			*****	*****	LAMP法			栄研化学	
	結核菌・MAC-PCR			*****	*****	PCR-CE法			富士フイルム和光純薬	
	コロナウイルスPCR			*****	*****	PCR-CE法			富士フイルム和光純薬	
	培養同定検査			*****	*****	用手法				
	薬剤感受性検査			*****	*****	微量液体希釈法				
	嫌気性培養			*****	*****	用手法				

※検査結果は、検体到着後、◎印の項目は30分以内、○印の項目は60分以内、●印の項目は90分以内に報告。

分野	項目名	迅速項目	夜間・休日 対応項目	基準範囲	単位	測定方法	使用試薬	使用機器	試薬メーカー	機器メーカー
----	-----	------	---------------	------	----	------	------	------	--------	--------

迅速項目：平日9:00～17:00 土曜日9:00～13:00 至急対応項目